



МЕДТЕХНИКА

**ИНСТРУМЕНТЫ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ**

КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

Зажимы	3
Зеркала	6
Иглодержатели	9
Конхотомы	12
Корнцанги	13
Крючки	14
Кюретки	15
Ножницы	16
Пинцеты	22
Щипцы	23
Разные инструменты	26
Алфавитно-предметный указатель	31
Номенклатурный указатель	35
Рекомендации по уходу за инструментами	39



МЕДТЕХНИКА

Производственно-техническое объединение «Медтехника» уже более 15 лет выпускает наборы хирургических инструментов и за это время приобрело репутацию надежного партнера, поставляющего продукцию высокого качества. Основой успешной работы предприятия в этом направлении является наличие квалифицированного персонала сборочного цеха и тщательный отбор хирургических инструментов, вкладываемых в наборы.

До недавнего времени такие инструменты закупались на медико-инструментальных заводах страны, но в последние годы в кооперации с партнерами–производителями медицинской техники налажено производство большой номенклатуры инструментов, которые предназначены как для наборов, так и для свободной продажи в любых количествах. Выпускаемые инструменты при достаточно низких ценах имеют высокий уровень качества и заслужили обоснованно широкий спрос на рынке хирургических инструментов.

Подробную информацию о размещенных в каталоге и других выпускаемых инструментах можно получить по телефонам и средствам электронной связи, представленным на задней обложке каталога.

Инструменты в каталоге показаны в масштабе 1:2



ЗАЖИМЫ

Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 255 мм

MT-3-40-2



Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 265 мм

MT-3-40-1



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1, 160 мм

MT-3-21-1



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №2, 183 мм

MT-3-5-1



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3, 200 мм

MT-3-31-1



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №1, 163 мм

MT-3-21



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2, 185 мм

MT-3-5



Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3, 205 мм

MT-3-31



Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм

MT-K-133




Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм

MT-3-53



Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм

MT-3-92




Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости, 140 мм

MT-3-34



Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой, 145 мм

MT-3-33



Зажим с кремальерой для операционного белья, 160 мм

MT-3-39



ЗЕРКАЛА

Зеркало гортанное диаметром 12 мм (без ручки)

MT-3Г-12



Зеркало гортанное диаметром 12 мм (с ручкой)

MT-3Г-12p



Зеркало гортанное диаметром 15 мм (без ручки)

MT-3Г-15



Зеркало гортанное диаметром 15 мм (с ручкой)

MT-3Г-15p



Зеркало гортанное диаметром 22 мм (без ручки)

MT-3Г-22



Зеркало гортанное диаметром 22 мм (с ручкой)

MT-3Г-22p



Зеркало гортанное диаметром 25 мм (с ручкой)

MT-3Г-25p



Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 47 мм

MT-3-127



Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 85 мм

MT-3-128



Зеркало для отведения легкого детского №3

MT-3M-24




Зеркало для отведения печени, 260x36 мм

MT-3-151



Зеркало носовое с длиной губок 22 мм

MT-3-80



Зеркало носовое с длиной губок 30 мм

MT-3-79




Зеркало носовое с длиной губок 35 мм

MT-3-70




Зеркало носовое с длиной губок 40 мм

MT-3-87



Зеркало носовое с длиной губок 60 мм

MT-3-88



Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (без ручки)

MT-3НГ-8



Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (с ручкой)

MT-3НГ-8р



Зеркало печеночное, 255x130 мм

MT-3-129



Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками

MT-3-61



Зеркало стоматологическое с ручкой


MT-10-82



ИГЛОДЕРЖАТЕЛИ


Иглодержатель общехирургический, 160 мм

МТ-И-10-1



Иглодержатель общехирургический, 180 мм

МТ-И-10-1-1




Иглодержатель общехирургический, 200 мм

МТ-И-10-2



Иглодержатель общехирургический, 250 мм


МТ-И-10-3



Иглодержатели


Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 130 мм

МТ-И-21




Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 150 мм

МТ-И-23




Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 180 мм

МТ-И-10-7-1




Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 200 мм

МТ-И-10-29




Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 200 мм

МТ-И-10-8




Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 250 мм

МТ-И-10-30



Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 250 мм

МТ-И-10-27




Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом,
150 мм, с узкими губками

МТ-И-213-1



Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом,
180 мм, с узкими губками

МТ-И-213-2



КОНХОТОМЫ

Конхотом с круглым отверстием №1, 199 мм, диаметр раб. части 9 мм

MT-K-137



Конхотом с круглым отверстием №2, 199 мм, диаметр раб. части 11 мм

MT-K-138



Конхотом с ложкообразными губками, 199 мм, ширина раб. части 4 мм

MT-K-144



Конхотом с овальным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 4x7 мм

MT-K-142



Конхотом с щелевидным отверстием №1, 199 мм, раб. часть 2х12 мм

МТ-К-139



Конхотом с щелевидным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 2х14 мм

МТ-К-140



Конхотомы

КОРНЦАНГИ


Корнцанг изогнутый, 250 мм

МТ-Щ-20-2



Корнцанг прямой, 250 мм


МТ-Щ-20-1



КРЮЧКИ

Крючок декапитационный

MT-9-30



Крючок для оттягивания крыльев носа

MT-7-21



Крючок хирургический острый четырехзубый №2

MT-K-25



Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу, 150 мм (парный)

MT-K-15



Крючок хирургический тупой четырехзубый №2

MT-K-28



КЮРЕТКИ

Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2

МТ-К-2



Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4

МТ-К-4



Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6

МТ-К-6



Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №2

МТ-К-8



Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №4

МТ-К-10



Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №6

МТ-К-12



Кюретки

НОЖНИЦЫ

Ножницы для перевязочного материала, 225 мм

МТ-Н-15



Ножницы для пересечения пуповины горизонтально изогнутые, 160 мм

МТ-Н-11



Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм

МТ-Н-14




Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм

МТ-Н-8




Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях
вертикально изогнутые твердосплавные, 230 мм

MT-H-133




Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые
твердосплавные с насечкой, 180 мм

MT-BC-295



Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые
твердосплавные с насечкой, 230 мм

MT-BC-296



Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 140 мм

MT-H-71



Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 170 мм

MT-H-72



Ножницы

Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 140 мм

MT-H-69



Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 170 мм

MT-H-68



Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм

MT-H-21



Ножницы остроконечные прямые, 100 мм

MT-H-19




Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 180 мм

MT-BC-271



Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 200 мм

MT-BC-265



Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 140 мм

MT-H-3-2




Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм

MT-H-6-3



Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140 мм

MT-H-33-1



Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм

MT-H-3-1



Ножницы с одним острым концом прямые детские, 125 мм

MT-H-63



Ножницы

Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм

MT-H-33



Ножницы с одним острым концом прямые, 170 мм

MT-H-6-1



Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм

MT-H-25




Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 100 мм

MT-H-22



Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм

MT-H-3



Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм

МТ-Н-4



Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 250 мм

МТ-Н-31



Ножницы тупоконечные прямые, 100 мм

МТ-Н-20



Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм

МТ-Н-5



Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм

МТ-Н-6



Ножницы

ПИНЦЕТЫ

Пинцет анатомический общего назначения, 150x2,5 мм

МТ-П-97




Пинцет анатомический общего назначения, 200x2,5 мм

МТ-П-220



Пинцет анатомический общего назначения, 250x2,5 мм

МТ-П-225



Пинцет зубчато-лапчатый, 150x5,5 мм

МТ-П-83



Пинцет микрохирургический для тканей деликатный, 150 мм

МТ-140-21



Пинцет ушной горизонтально изогнутый, 105x1,5 мм

МТ-П-24



Пинцет ушной штыковидный, 140x1,5 мм

МТ-П-85



Пинцет ушной штыковидный хирургический, 140x1,5 мм

МТ-П-79



Пинцет хирургический общего назначения, 150x2,5 мм

МТ-П-99



Пинцет хирургический общего назначения, 200x2,5 мм

МТ-П-320



Пинцет хирургический общего назначения, 250x2,5 мм

МТ-П-325



ЩИПЦЫ

Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну)

МТ-9-47




Щипцы биопсийные

МТ-ЩБ



Щипцы двухзубые острые


МТ-Щ-90



ЩИПЦЫ


Щипцы для захватывания кишечной стенки

МТ-Щ-140




Щипцы для захватывания легкого прямые

МТ-Щ-45




Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок

МТ-Щ-134




Щипцы для полипотомии носовые (аналог петли полипной носовой)

МТ-ЩПН




Щипцы маточные двухзубые прямые №1 (малые)

МТ-Щ-84




Щипцы маточные двухзубые прямые №2 (большие)

МТ-Щ-89



Щипцы маточные однозубые (пулевые) для оттягивания матки

МТ-Щ-24



Щипцы

РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Воронка ушная никелированная №1

MT-3-40-1в



Воронка ушная никелированная №2

MT-3-40-2в



Воронка ушная никелированная №3

MT-3-40-3



Воронка ушная никелированная №4

MT-3-40-4



Игла лигатурная острая левая №3

MT-4-111л



Игла лигатурная острая правая №3

MT-4-111п



Игла лигатурная тупая левая №3

MT-4-14л




Игла лигатурная тупая правая №3

MT-4-14п



Краниокласт

МТ-9-29




Ларингоскоп (комплект с 2 клинками)

МТ-Л-2к



Нож ампутационный большой, 315 мм

МТ-Н-38



Нож для гипсовых повязок, 180 мм

МТ-Н-63гп



Перфоратор копьеобразный

MT-9-42



Пила для разрезания гипсовых повязок

MT-П-155



Ранорасширитель для пластических операций

MT-3ЕМ



Ранорасширитель для сосудистых операций, 200 мм

MT-P-138



Ранорасширитель с кремальерой малый, 165 мм

MT-P-137



Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый

MT-P-48



Ранорасширитель Янсена остроконечный

MT-21-441




Ранорасширитель Янсена тупоконечный

MT-21-440



Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм

MT-P-15



Ручка скальпеля большая, 140 мм

MT-P-71



Ручка скальпеля к съемным лезвиям, 160 мм

MT-P-79



Ручка скальпеля малая, 125 мм


MT-P-75



Разные инструменты


Тонзиллотом (щипцы для тонзиллэктомии)

МТ-ЩТ



Языкодержатель для взрослых

МТ-Я-4



Алфавитно-предметный указатель

Инструмент	Код	Стр.
Воронка ушная никелированная №1	MT-3-40-1в	26
Воронка ушная никелированная №2	MT-3-40-2в	26
Воронка ушная никелированная №3	MT-3-40-3	26
Воронка ушная никелированная №4	MT-3-40-4	26
Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 255 мм	MT-3-40-2	3
Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 265 мм	MT-3-40-1	3
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1, 160 мм	MT-3-21-1	3
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №2, 183 мм	MT-3-5-1	3
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3, 200 мм	MT-3-31-1	4
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №1, 163 мм	MT-3-21	4
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2, 185 мм	MT-3-5	4
Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3, 205 мм	MT-3-31	4
Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм	MT-3-53	5
Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм	MT-3-92	5
Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости, 140 мм	MT-3-34	5
Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой, 145 мм	MT-3-33	5
Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм	MT-K-133	4
Зажим с кремальерой для операционного белья, 160 мм	MT-3-39	5

Инструмент	Код	Стр.
Зеркало гортанное диаметром 12 мм (без ручки)	MT-3Г-12	6
Зеркало гортанное диаметром 12 мм (с ручкой)	MT-3Г-12p	6
Зеркало гортанное диаметром 15 мм (без ручки)	MT-3Г-15	6
Зеркало гортанное диаметром 15 мм (с ручкой)	MT-3Г-15p	6
Зеркало гортанное диаметром 22 мм (без ручки)	MT-3Г-22	6
Зеркало гортанное диаметром 22 мм (с ручкой)	MT-3Г-22p	6
Зеркало гортанное диаметром 25 мм (с ручкой)	MT-3Г-25p	6
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 47 мм	MT-3-127	6
Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 85 мм	MT-3-128	6
Зеркало для отведения легкого детского №3	MT-3М-24	7
Зеркало для отведения печени, 260х36 мм	MT-3-151	7
Зеркало носовое с длиной губок 22 мм	MT-3-80	7
Зеркало носовое с длиной губок 30 мм	MT-3-79	7
Зеркало носовое с длиной губок 35 мм	MT-3-70	7
Зеркало носовое с длиной губок 40 мм	MT-3-87	7
Зеркало носовое с длиной губок 60 мм	MT-3-88	8
Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (без ручки)	MT-3НГ-8	8
Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (с ручкой)	MT-3НГ-8p	8

Инструмент	Код	Стр.
Зеркало печеночное, 255x130 мм	MT-3-129	8
Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками	MT-3-61	8
Зеркало стоматологическое с ручкой	MT-10-82	8
Игла лигатурная острая левая №3	MT-4-111л	26
Игла лигатурная острая правая №3	MT-4-111п	26
Игла лигатурная тупая левая №3	MT-4-14л	26
Игла лигатурная тупая правая №3	MT-4-14п	26
Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 200 мм	MT-И-10-29	10
Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 250 мм	MT-И-10-30	11
Иглодержатель общехирургический, 160 мм	MT-И-10-1	9
Иглодержатель общехирургический, 180 мм	MT-И-10-1-1	9
Иглодержатель общехирургический, 200 мм	MT-И-10-2	9
Иглодержатель общехирургический, 250 мм	MT-И-10-3	9
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 130 мм	MT-И-21	10
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 150 мм	MT-И-23	10
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 150 мм с узкими губками	MT-И-213-1	11
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 180 мм	MT-И-10-7-1	10
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 180 мм с узкими губками	MT-И-213-2	11
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 200 мм	MT-И-10-8	10
Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 250 мм	MT-И-10-27	11
Конхотом с круглым отверстием №1, 199 мм, диаметр раб. части 9 мм	MT-K-137	12

Инструмент	Код	Стр.
Конхотом с круглым отверстием №2, 199 мм, диаметр раб. части 11 мм	MT-K-138	12
Конхотом с ложкообразными губками, 199 мм, ширина раб. части 4 мм	MT-K-144	12
Конхотом с овальным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 4x7 мм	MT-K-142	12
Конхотом с щелевидным отверстием №1, 199 мм, раб. часть 2x12 мм	MT-K-139	13
Конхотом с щелевидным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 2x14 мм	MT-K-140	13
Корнцанг изогнутый, 250 мм	MT-Щ-20-2	13
Корнцанг прямой, 250 мм	MT-Щ-20-1	13
Краоникласт	MT-9-29	27
Крючок декапитационный	MT-9-30	14
Крючок для оттягивания крыльев носа	MT-7-21	14
Крючок хирургический острый четырехзубый №2	MT-K-25	14
Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу, 150 мм (парный)	MT-K-15	14
Крючок хирургический тупой четырехзубый №2	MT-K-28	14
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2	MT-K-2	15
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4	MT-K-4	15
Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6	MT-K-6	15
Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №2	MT-K-8	15
Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №4	MT-K-10	15
Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №6	MT-K-12	15
Ларингоскоп (комплект с 2 клинками)	MT-Л-2к	27

Инструмент	Код	Стр.
Нож ампутационный большой, 315 мм	MT-H-38	27
Нож для гипсовых повязок, 180 мм	MT-H-63гп	27
Ножницы для перевязочного материала, 225 мм	MT-H-15	16
Ножницы для пересечения пуповины горизонтально изогнутые, 160 мм	MT-H-11	16
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм	MT-H-14	16
Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые твердосплавные, 230 мм	MT-H-133	17
Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм	MT-H-8	16
Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые твердосплавные с насечкой, 180 мм	MT-BC-295	17
Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые твердосплавные с насечкой, 230 мм	MT-BC-296	17
Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 140 мм	MT-H-71	17
Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 170 мм	MT-H-72	17
Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 140 мм	MT-H-69	18
Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 170 мм	MT-H-68	18
Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм	MT-H-21	18
Ножницы остроконечные прямые, 100 мм	MT-H-19	18
Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 180 мм	MT-BC-271	18
Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 200 мм	MT-BC-265	18
Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 140 мм	MT-H-3-2	19
Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм	MT-H-6-3	19

Инструмент	Код	Стр.
Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140 мм	MT-H-33-1	19
Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм	MT-H-3-1	19
Ножницы с одним острым концом прямые детские, 125 мм	MT-H-63	19
Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм	MT-H-33	20
Ножницы с одним острым концом прямые, 170 мм	MT-H-6-1	20
Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм	MT-H-25	20
Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 100 мм	MT-H-22	20
Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм	MT-H-3	20
Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм	MT-H-4	21
Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 250 мм	MT-H-31	21
Ножницы тупоконечные прямые, 100 мм	MT-H-20	21
Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм	MT-H-5	21
Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм	MT-H-6	21
Перфоратор копьеобразный	MT-9-42	28
Пила для разрезания гипсовых повязок	MT-П-155	28
Пинцет анатомический общего назначения, 150x2,5 мм	MT-П-97	22
Пинцет анатомический общего назначения, 200x2,5 мм	MT-П-220	22
Пинцет анатомический общего назначения, 250x2,5 мм	MT-П-225	22
Пинцет зубчато-лапчатый, 150x5,5 мм	MT-П-83	22
Пинцет микрохирургический для тканей деликатный, 150 мм	MT-140-21	22
Пинцет ушной горизонтально изогнутый, 105x1,5 мм	MT-П-24	22
Пинцет ушной штыковидный хирургический, 140x1,5 мм	MT-П-79	22
Пинцет ушной штыковидный, 140x1,5 мм	MT-П-85	22

Инструмент	Код	Стр.
Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм	MT-П-99	22
Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 мм	MT-П-320	22
Пинцет хирургический общего назначения, 250х2,5 мм	MT-П-325	23
Ранорасширитель для пластических операций	MT-3ЕМ	28
Ранорасширитель для сосудистых операций, 200 мм	MT-P-138	28
Ранорасширитель с кремальерой малый, 165 мм	MT-P-137	28
Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый	MT-P-48	29
Ранорасширитель Янсена остроконечный	MT-21-441	29
Ранорасширитель Янсена тупоконечный	MT-21-440	29
Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм	MT-P-15	29
Ручка скальпеля большая, 140 мм	MT-P-71	29
Ручка скальпеля к съемным лезвиям, 160 мм	MT-P-79	29
Ручка скальпеля малая, 125 мм	MT-P-75	29

Инструмент	Код	Стр.
Тонзиллотом (щипцы для тонзиллэктомии)	MT-ЩТ	30
Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну)	MT-9-47	23
Щипцы биопсийные	MT-ЩБ	23
Щипцы двухзубые острые	MT-Щ-90	23
Щипцы для захватывания кишечной стенки	MT-Щ-140	24
Щипцы для захватывания легкого прямые	MT-Щ-45	24
Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок	MT-Щ-134	24
Щипцы для полипотомии носовые (аналог петли полипной носовой)	MT-ЩПТН	24
Щипцы маточные двухзубые прямые №1 (малые)	MT-Щ-84	25
Щипцы маточные двухзубые прямые №2 (большие)	MT-Щ-89	25
Щипцы маточные однозубые (пулевые) для оттягивания матки	MT-Щ-24	25
Языкодержатель для взрослых	MT-Я-4	30

Номенклатурный указатель

Код	Инструмент	Стр.
MT-10-82	Зеркало стоматологическое с ручкой	8
MT-140-21	Пинцет микрохирургический для тканей деликатный, 150 мм	22
MT-21-440	Ранорасширитель Янсена тупоконечный	29
MT-21-441	Ранорасширитель Янсена остроконечный	29
MT-4-111л	Игла лигатурная острая левая №3	26
MT-4-111п	Игла лигатурная острая правая №3	26
MT-4-14л	Игла лигатурная тупая левая №3	26
MT-4-14п	Игла лигатурная тупая правая №3	26
MT-7-21	Крючок для оттягивания крыльев носа	14
MT-9-29	Краоникласт	27
MT-9-30	Крючок декапитационный	14
MT-9-42	Перфоратор копьеобразный	28
MT-9-47	Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну)	23
MT-BC-265	Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 200 мм	18
MT-BC-271	Ножницы препаровочные METZENBAUM изогнутые твердосплавные, 180 мм	18
MT-BC-295	Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые твердосплавные с насечкой, 180 мм	17
MT-BC-296	Ножницы лигатурные METZENBAUM вертикально изогнутые твердосплавные с насечкой, 230 мм	17
MT-3-127	Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 47 мм	6
MT-3-128	Зеркало для брюшной стенки с шириной ложки 85 мм	6
MT-3-129	Зеркало печеночное, 255x130 мм	8
MT-3-151	Зеркало для отведения печени, 260x36 мм	7

Код	Инструмент	Стр.
MT-3-21	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №1, 163 мм	4
MT-3-21-1	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №1, 160 мм	3
MT-3-31	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3, 205 мм	4
MT-3-31-1	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3, 200 мм	4
MT-3-33	Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой, 145 мм	5
MT-3-34	Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости, 140 мм	5
MT-3-39	Зажим с кремальерой для операционного белья, 160 мм	5
MT-3-40-1	Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой, 265 мм	3
MT-3-40-1в	Воронка ушная никелированная №1	26
MT-3-40-2	Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый, 255 мм	3
MT-3-40-2в	Воронка ушная никелированная №2	26
MT-3-40-3	Воронка ушная никелированная №3	26
MT-3-40-4	Воронка ушная никелированная №4	26
MT-3-5	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2, 185 мм	4
MT-3-5-1	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №2, 183 мм	3
MT-3-53	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм	5
MT-3-61	Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками	8
MT-3-70	Зеркало носовое с длиной губок 35 мм	7

Код	Инструмент	Стр.
MT-3-79	Зеркало носовое с длиной губок 30 мм	7
MT-3-80	Зеркало носовое с длиной губок 22 мм	7
MT-3-87	Зеркало носовое с длиной губок 40 мм	7
MT-3-88	Зеркало носовое с длиной губок 60 мм	8
MT-3-92	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм	5
MT-3Г-12	Зеркало гортанное диаметром 12 мм (без ручки)	6
MT-3Г-12p	Зеркало гортанное диаметром 12 мм (с ручкой)	6
MT-3Г-15	Зеркало гортанное диаметром 15 мм (без ручки)	6
MT-3Г-15p	Зеркало гортанное диаметром 15 мм (с ручкой)	6
MT-3Г-22	Зеркало гортанное диаметром 22 мм (без ручки)	6
MT-3Г-22p	Зеркало гортанное диаметром 22 мм (с ручкой)	6
MT-3Г-25p	Зеркало гортанное диаметром 25 мм (с ручкой)	6
MT-3ЕМ	Ранорасширитель для пластических операций	28
MT-3М-24	Зеркало для отведения легкого детского №3	7
MT-3НГ-8	Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (без ручки)	8
MT-3НГ-8p	Зеркало носоглоточное диаметром 8 мм (с ручкой)	8
MT-И-10-1	Иглодержатель общехирургический, 160 мм	9
MT-И-10-1-1	Иглодержатель общехирургический, 180 мм	9
MT-И-10-2	Иглодержатель общехирургический, 200 мм	9
MT-И-10-27	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 250 мм	11
MT-И-10-29	Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 200 мм	10
MT-И-10-3	Иглодержатель общехирургический, 250 мм	9
MT-И-10-30	Иглодержатель общехирургический, армированный твердым сплавом, 250 мм	11

Код	Инструмент	Стр.
MT-И-10-7-1	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 180 мм	10
MT-И-10-8	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 200 мм	10
MT-И-21	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 130 мм	10
MT-И-213-1	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 150 мм с узкими губками	11
MT-И-213-2	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 180 мм с узкими губками	11
MT-И-23	Иглодержатель сосудистый, армированный твердым сплавом, 150 мм	10
MT-K-10	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №4	15
MT-K-12	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №6	15
MT-K-133	Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже, 90 мм	4
MT-K-137	Конхотом с круглым отверстием №1, 199 мм, диаметр раб. части 9 мм	12
MT-K-138	Конхотом с круглым отверстием №2, 199 мм, диаметр раб. части 11 мм	12
MT-K-139	Конхотом с щелевидным отверстием №1, 199 мм, раб. часть 2x12 мм	13
MT-K-140	Конхотом с щелевидным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 2x14 мм	13
MT-K-142	Конхотом с овальным отверстием №2, 199 мм, раб. часть 4x7 мм	12
MT-K-144	Конхотом с ложкообразными губками, 199 мм, ширина раб. части 4 мм	12
MT-K-15	Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу, 150 мм (парный)	14
MT-K-2	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2	15

Код	Инструмент	Стр.
MT-K-25	Крючок хирургический острый четырехзубый №2	14
MT-K-28	Крючок хирургический тупой четырехзубый №2	14
MT-K-4	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4	15
MT-K-6	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6	15
MT-K-8	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №2	15
MT-Л-2к	Ларингоскоп (комплект с 2 клинками)	27
MT-H-11	Ножницы для пересечения пуповины горизонтально изогнутые, 160 мм	16
MT-H-133	Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые твердосплавные, 230 мм	17
MT-H-14	Ножницы для разрезания повязок с пуповкой горизонтально изогнутые, 185 мм	16
MT-H-15	Ножницы для перевязочного материала, 225 мм	16
MT-H-19	Ножницы остроконечные прямые, 100 мм	18
MT-H-20	Ножницы тупоконечные прямые, 100 мм	21
MT-H-21	Ножницы остроконечные вертикально изогнутые, 100 мм	18
MT-H-22	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 100 мм	20
MT-H-25	Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм	20
MT-H-3	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм	20
MT-H-31	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 250 мм	21
MT-H-3-1	Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм	19
MT-H-3-2	Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 140 мм	19
MT-H-33	Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм	20

Код	Инструмент	Стр.
MT-H-33-1	Ножницы с двумя острыми концами прямые, 140 мм	19
MT-H-38	Нож ампутирующий большой, 315 мм	27
MT-H-4	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм	21
MT-H-5	Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм	21
MT-H-6	Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм	21
MT-H-6-1	Ножницы с одним острым концом прямые, 170 мм	20
MT-H-63	Ножницы с одним острым концом прямые детские, 125 мм	19
MT-H-63гп	Нож для гипсовых повязок, 180 мм	27
MT-H-6-3	Ножницы с двумя острыми концами вертикально изогнутые, 170 мм	19
MT-H-68	Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 170 мм	18
MT-H-69	Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные прямые, 140 мм	18
MT-H-71	Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 140 мм	17
MT-H-72	Ножницы медицинские твердосплавные вертикально изогнутые, 170 мм	17
MT-H-8	Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм	16
MT-П-155	Пила для разрезания гипсовых повязок	28
MT-П-220	Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм	22
MT-П-225	Пинцет анатомический общего назначения, 250х2,5 мм	22
MT-П-24	Пинцет ушной горизонтально изогнутый, 105х1,5 мм	22
MT-П-320	Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 мм	22
MT-П-325	Пинцет хирургический общего назначения, 250х2,5 мм	23
MT-П-79	Пинцет ушной штыковидный хирургический, 140х1,5 мм	22
MT-П-83	Пинцет зубчато-лапчатый, 150х5,5 мм	22

Код	Инструмент	Стр.
MT-П-85	Пинцет ушной штыковидный, 140х1,5 мм	22
MT-П-97	Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм	22
MT-П-99	Пинцет хирургический общего назначения, 150х2,5 мм	22
MT-P-137	Ранорасширитель с кремальерой малый, 165 мм	28
MT-P-138	Ранорасширитель для сосудистых операций, 200 мм	28
MT-P-15	Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм	29
MT-P-48	Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый	29
MT-P-71	Ручка скальпеля большая, 140 мм	29
MT-P-75	Ручка скальпеля малая, 125 мм	29
MT-P-79	Ручка скальпеля к съемным лезвиям, 160 мм	29
MT-Щ-134	Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок	24
MT-Щ-140	Щипцы для захватывания кишечной стенки	24
MT-Щ-20-1	Корнцанг прямой, 250 мм	13

Код	Инструмент	Стр.
MT-Щ-20-2	Корнцанг изогнутый, 250 мм	13
MT-Щ-24	Щипцы маточные однозубые (пулевые) для оттягивания матки	25
MT-Щ-45	Щипцы для захватывания легкого прямые	24
MT-Щ-84	Щипцы маточные двухзубые прямые №1 (малые)	25
MT-Щ-89	Щипцы маточные двухзубые прямые №2 (большие)	25
MT-Щ-90	Щипцы двухзубые острые	23
MT-ЩБ	Щипцы биопсийные	23
MT-ЩПН	Щипцы для полипотомии носовые (аналог петли полипной носовой)	24
MT-ЩТ	Тонзиллотом (щипцы для тонзиллэктомии)	30
MT-Я-4	Языкодержатель для взрослых	30

Рекомендации по уходу за инструментами

Хирургические инструменты изготавливаются из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126–2007. Необходимо помнить, что все эти стали не являются абсолютно нержавеющими и подвержены разрушению в агрессивных средах.

Учитывая то, что с каждым годом концентрация, а значит, агрессивность дезинфицирующих растворов, способных обеспечить обеззараживание, увеличивается, необходимо внимательно следить за всеми этапами эксплуатации хирургических инструментов.

Вода из-под крана содержит различную концентрацию солей. Даже в воде, которую рассматривают как пригодную для питья, есть коррозионные химикалии, опасные для инструментов. Из всех химикалий, обычно присутствующих в воде, самым опасным является хлор. Концентрация хлора более чем 120 мг/л значительно повышает риск коррозии.

Высокие концентрации в воде железа, меди, марганца, магния могут вызвать изменение окраски поверхности. Кроме того, изменения цвета могут вызывать осадок и низкое качество чистящих средств, проблемы с вапоризацией при автоклавировании, вызванные неправильным уходом за стерилизатором и использованием воды для получения пара с большой концентрацией солей. Для защиты инструментов и стерилизационного оборудования автоклавы необходимо оснастить фильтрами, понижающими концентрацию солей в воде до 1%, не пропускающими частицы размерами более 0,1 мкм.

После использования инструменты необходимо очистить от биологических тканей. Нельзя позволять тканям засыхать на инструментах, особенно в мелких отверстиях, полостях, трубках, так как иногда очистить такие загрязнения невозможно.

После этого инструменты необходимо сначала поместить в дезинфекционный раствор и промыть там, а затем промыть теплой проточной водой. При обеззараживании инструменты должны быть раскрыты.

Нельзя оставлять инструменты в солевых растворах на длительное время, это неизбежно приводит к разрушению инструментов. Необходимо строго соблюдать пропорции при подготовке растворов, рекомендованные изготовителями дезинфицирующих средств. Следует учитывать, что при длительном хранении жидкости происходит испарение воды, следовательно, концентрация солей в растворе значительно повышается. Остатки в емкостях для стерилизации осадка от предыдущих растворов также повышает концентрацию растворов.

После дезинфекции инструменты необходимо тщательно промыть сначала в теплой проточной воде, затем в дистиллированной или деминерализованной воде. Если предполагается помещать инструменты в сухожаровой шкаф, то их необходимо обязательно тщательно просушить. Перед автоклавированием сушка инструментов не обязательна. Но если между промывкой и автоклавированием инструменты будут лежать на открытом воздухе более 30 минут, то их просушивание обязательно. Нельзя хранить инструменты рядом с химическими веществами, способными вызвать коррозию. Необходимо следить за тем, чтобы в боксах или контейнерах для хранения не образовывался конденсат. Стерилизацию следует производить строго согласно утвержденным инструкциям.

С инструментами на протяжении всего времени эксплуатации необходимо обращаться бережно, не бросать, при укладке в стерилизационные коробки тяжелые инструменты необходимо класть на дно, острые кромки режущих инструментов (особенно скальпелей, ножей) защищать чехлами. Деликатные микроинструменты обязательно укладывать в специальные стерилизаторы с мягкими ковриками.

Нельзя использовать для очистки инструментов металлические щетки. Необходимо помнить, что механические повреждения и царапины будут являться очагом коррозии.

Новые, а также использованные инструменты перед стерилизацией необходимо обязательно промыть.

Каждый инструмент имеет свое предназначение, использование его с превышением допустимых рассчитанных нагрузок приводит к поломкам или сокращению срока службы.

Рекомендуемые режимы дезинфекции и стерилизации:

1. После вскрытия упаковки и после каждого использования инструмент должен быть промыт, высушен и подвергнут дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.
2. Дезинфекцию инструмента следует проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120+4)^{\circ}\text{C}$ в течение $(45+5)$ мин.
3. Предстерилизационная очистка производится в моющем растворе типа «Биолот» в следующей последовательности:
 - 1) предварительное промывание под проточной водой в течение $(0,5+0,1)$ мин.;
 - 2) замачивание в моющем растворе при температуре $(40+5)^{\circ}\text{C}$ в течение 15 мин. при полном погружении;
 - 3) промывание в моющем растворе мягкой щеткой или марлевым тампоном;
 - 4) промывание под проточной водой в течение $(3+1)$ мин.;
 - 5) промывание дистиллированной водой в течение $(0,5+0,1)$ мин.;
 - 6) просушивание горячим воздухом при температуре $(85+2, 85-10)^{\circ}\text{C}$ до полного исчезновения влаги.
4. Допускается мойка в ультразвуковой моющей машине в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Инструменты в корзину загружать с осторожностью. Инструменты не должны касаться друг друга.
5. Стерилизацию инструмента проводить одним из способов:
 - 1) газовым в этилен-оксиде в соответствии с МУ-287-113;
 - 2) химическим в растворе формальдегида в этиловом спирте в соответствии с МУ-287-113;
 - 3) в паровом стерилизаторе при температуре $(132+2)^{\circ}\text{C}$ и давлении 0,2 МПа в течение $(20+2)$ мин.
 - 4) сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(180+2, 180-10)^{\circ}\text{C}$, время выдержки $(60+5)$ мин.

Надеемся, что наша памятка поможет Вам продлить срок службы инструментов.

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
420095, г. Казань, ул. Восстания, 100
Телефон: (843) 542-19-84, 542-57-24, 545-35-12,
факс: (843) 544-84-29
Телефон представительства в Москве: (495) 982-59-22,
факс: (499) 798-31-51
E-mail: medtech@medtech.ru
www.medtech.ru



МЕДТЕХНИКА